

# ANTIDIABETIQUES en STYLOS JETABLES (VOIE S.C.)

## BIEN LES IDENTIFIER POUR NE PAS SE TROMPER



### INSULINES

INSULINE « POUR VIVRE » (BASALE)	INSULINE « POUR MANGER » (PRANDIALE)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Insuline à action <b>LENTE</b></li> <li><u>Objectif</u> : équilibrer la glycémie toute la journée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Insuline à action <b>RAPIDE</b> injectée au moment des repas en fonction de la <b>glycémie avant le repas</b> et du <b>nombre de glucides ingérés</b></li> <li>L'insuline rapide <b>n'est pas obligatoire</b></li> <li><u>Objectif</u> : <b>empêcher l'hyperglycémie après les repas</b></li> </ul>

Différents types d'insuline* (en stylo jetable)	DCI - Spécialité	Stylo	Administration	Remise en suspension	Action	
					Délai	Durée
<p><b>Action ultra-rapide</b></p> <p>&lt; 15min 2-4 h 24 h</p>	<p><b>Insuline ASPARTE</b></p> <p>FIASP® 100U/mL FlexTouch®</p> <p>NOVORAPID® 100U/mL FlexPen®</p> <p><b>Insuline GLULISINE</b></p> <p>APIDRA® 100U/mL SoloSTAR®</p> <p><b>Insuline LISPRO</b></p> <p>LYUMJEV® 100U/mL Junior LYUMJEV® 200U/mL KwikPen™</p> <p>HUMALOG® 100U/mL Junior HUMALOG® 100U/mL HUMALOG® 200U/mL KwikPen™</p>		<p><b>Au moment du repas</b></p>	Non	5-15min	3H
<p><b>Action intermédiaire</b></p> <p>45min-1h 12-18 h 24 h</p>	<p><b>Insuline humaine ISOPHANE</b></p> <p>INSULATARD® 100U/mL FlexPen® ou Innolet®</p> <p>UMULINE NPH® 100U/mL KwikPen™</p>		<p><b>Injection indépendante des repas : à faire systématiquement</b></p> <p>1 ou 2 injections par jour à <b>heure fixe</b></p>	<p><b>⚠ Remettre en suspension</b></p> <p>1. Saisir le stylo par une extrémité</p> <p>2. Tourner alternativement et lentement une dizaine de fois le poignet</p>	1H	10-12H

<p><b>Action lente</b></p>	<p><b>Insuline DETEMIR</b></p> <p>LEVEMIR® 100U/mL FlexPen® ou Innolet®</p>		<p><b>Injection indépendante des repas : à faire systématiquement</b></p> <p>1 injection par jour à heure fixe</p>	<p>Non</p> <p>Attention : le stylo XULTOPHY® contient une association médicamenteuse constituée d'insuline dégludec et de liraglutide (analogue GLP-1)</p>	3H	18H
	<p><b>Insuline GLARGINE</b></p> <p>ABASAGLAR® 100U/mL KwikPen™</p> <p>LANTUS® 100U/mL SoloSTAR®</p>				1H	24H
	<p><b>Insuline GLARGINE</b></p> <p>TOUJEO® 300U/mL SoloSTAR® ou DoubleSTAR®</p>				1H	24-30H
	<p><b>Insuline DEGLUDEC</b></p> <p>TRESIBA® 200U/ml FlexTouch®</p>				1H	42H
<p><b>Action mixte = mélange d'insulines rapide + intermédiaire</b></p>	<p><b>Insuline humaine 30</b></p> <p>UMULINE PROFIL®30 100U/mL KwikPen™</p>		<p>20 à 30 min avant le repas</p>		30min	18H
<p><b>Action mixte = mélange d'insulines ultra-rapide + intermédiaire</b></p>	<p><b>Insuline LISPRO</b></p> <p>HUMALOG MIX®25 100U/mL KwikPen™</p> <p>HUMALOG MIX®50 100U/mL KwikPen™</p>		<p>Au moment du repas</p>	<p><b>⚠ Remettre en suspension</b></p> <p>1. Saisir le stylo par une extrémité</p> <p>2. Tourner alternativement et lentement une dizaine de fois le poignet</p>	15min	12H
	<p><b>Insuline ASPARTE</b></p> <p>NOVOMIX®30 100U/mL FlexPen®</p> <p>NOVOMIX®50 100U/mL FlexPen®</p>					







**Pour limiter le risque de confusion des médicaments à risque dans le réfrigérateur (critère certification HAS 2.3-06), je sépare les stylos selon leur durée d'action**



Différents types d'insuline* (en stylo jetable)	DCI - Spécialité	Stylo	Administration	Remise en suspension	Action	
					Délai	Durée
<b>Association Insuline + Analogue GLP-1</b>	<b>Degludec + Liraglutide</b> XULTOPHY® 100U/mL + 3,6mg/mL		<b>Injection quotidienne</b> Quel que soit le moment de la journée, au cours ou en dehors des repas, de préférence au même moment chaque jour	Non	3H	42H

### ANALOGUES DU GLP-1

Analogues du GLP-1	DCI - Spécialité	Stylo	Administration	Remise en suspension	
	<b>Exenatide</b> BYETTA® 5µg BYETTA® 10µg		Quel que soit le moment de la journée, au cours ou en dehors des repas	Non	
	<b>Liraglutide</b> VICTOZA® 6mg/mL				
	<b>Dulaglutide</b> TRULICITY® 0.75mg TRULICITY® 1.5mg TRULICITY® 3mg TRULICITY® 4.5mg		Quel que soit le moment de la journée, au cours ou en dehors des repas	Non	
	<b>Exenatide</b> BYDUREON® 2mg				<b>⚠ Remette en suspension</b> 1. Saisir le stylo par une extrémité 2. Tourner alternativement et lentement une dizaine de fois le poignet
	<b>Sémaglutide</b> OZEMPIC® 0.25mg OZEMPIC® 0.5mg OZEMPIC® 1mg	