



6

Solutions pour réduire les effets du **volume Mort**



Avec les médicaments à **marge thérapeutique étroite** prescrits avec un **débit précis** (PSE ou pompe)

Insuline IV

Héparine IV

Dobutamine IV

Nicardipine IV

Isoprénaline IV

Oxytocine IV

Morphine IV

Midazolam IV


Médicaments de l'anesthésie (ex: Propofol IV)

Anticancéreux

**Pour réduire les volumes morts,
Injecter le médicament
au plus près du patient**

Solution n°1 :
Placer un robinet 3 voies
à proximité du KT
< 10-15 cm (maximum 30 cm)

Solution n°2 :
Utiliser un prolongateur multivoies



Solution n° 1 : Placer un robinet 3 voies à proximité du KT

Avantages

1 : Réduit les retards

2 : Réduit les risques de concentrations en partie distale et les effets bolus

Solution n° 2 : Utiliser un prolongateur multivoies

Avantages

1 : Supprime les retards

2 : Supprime les risques de concentrations en partie distale et les effets bolus

3 : Permet de conserver une voie pour une IV directe